

平成 28 年度末予算応援キャンペーン！！

平成 29 年 3 月 31 日まで **20%OFF**

テフロン内筒密封加熱リアクター (SUS) **¥28,000.より**



容量：25mL 50mL 100mL
200mL 250mL 500mL

新素材・金属蛍光材料・

ナノパーティクル実験、

合成反応実験等に最適！

チャンバー材質：PTFE

シール方式：内部は PTFE、外
部はメカニカルシールド

材質：SUS304

温度：200℃迄

圧力：3MPa 迄

貴重なサンプルのロスはありません。



オプション：

20MPa, 400℃までの SUS 製
圧力容器。容量・センサー・攪
拌等オプションとして承りま
すのでご相談下さい。

株式会社 朝日ラボ交易

平成 28 年度末予算応援キャンペーン 20%OFF

テフロン内筒密封加熱リアクター (SUS) ~~¥28,000.~~より



物質創成・新材料実験に

ご活用いただけます！

左から

250mL, 200mL
100mL, 50mL, 25mL

25mL の見本はありますので
申し付け下さい。

品番	品名	価格	キャンペーン価格
----	----	----	----------

YHR-25	25mL SUS リアクター	¥35,000.—	¥28,000.
YHR-50	50mL SUS リアクター	¥55,000.—	¥44,000.
YHR-100	100mL SUS リアクター	¥70,000.—	¥56,000.
YHR-200	200mL SUS リアクター	¥89,000.—	¥71,200.
YHR-250	250mL SUS リアクター	¥100,000.—	¥80,000.
YHR-500	500mL SUS リアクター	¥150,000.—	¥120,000.

☞ 仕様・価格を改良のため予告なく変更することがございます。

製造元：YHCHEM 社

販売店：

輸入元：株式会社朝日ラボ交易

URL www.asahilab.co.jp/

E-mail info@asahilab.co.jp

☎ 078-335-8613