



テックスワイプ クリーンルーム & GMP 用品

<http://www.texwipe.com>
Japan : jaden.kim@texwipe.com

Contamination Control & GMP Products

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------|----------|
| ● クリーンルーム用品 | ▶ Page1 | ● クリーンルーム用スワブ | ▶ Page7 |
| ● 滅菌ドライワイパー | ▶ Page2 | ● クリーナー&殺菌剤 | ▶ Page8 |
| ● 滅菌プリウェットワイパー | ▶ Page3 | ● クリーンルームモップ&バケツ | ▶ Page9 |
| ● 未滅菌ドライワイパー | ▶ Page4 | ● クリーンルームモップシステム | ▶ Page10 |
| ● 未滅菌プリウェットワイパー | ▶ Page5 | ● クリーンルームペーパー&ラベル | ▶ Page11 |
| ● 洗浄バリデーション用スワブ | ▶ Page6 | ● 粘着マット | ▶ Page12 |

滅菌ドライワイパー



無菌・滅菌環境のクリーニング

無菌状態を保ちながら効率的に清浄を行う事が可能です。製薬工場の無菌充填工程、バイオテクノロジー分野の製造設備、微生物研究施設に最適です。

- ・無菌環境向けに設計された特殊包装
- ・ロット毎の照射証明書、適合証明書、成績書付き
- ・明瞭で見やすいロット番号記載
- ・開封後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージ
- ・袋当たりの数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易



[TX3212] SterileWipe™ LP 10
12" x 12" (31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
2重包装
データ: アルファ10
ニット(一層)
5mm巾熱シール



[TX3215] SterileWipe™ AS 10
12" x 12" (31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
2重包装
データ: アルファソープ10
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX3224] SterileWipe™ AS 10
9" x 9" (23cm x 23cm)
[TX3225] SterileWipe™ AS 10
12" x 12" (31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
2重包装
データ: テクストラ10
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX3049] Sterile Vertex® - HS
9" x 9" (23cm x 23cm)
[TX3042] Sterile Vertex® - HS
12" x 12" (31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
3重包装
データ: バーテックス
エッジ熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX3221] Sterile Vertex® - TP
11" x 11" (28cm x 28cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
3重包装
データ: バーテックス
ニット(二層)
エッジ熱シール
高吸水性
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX3059] Sterile Vertex® - MD
9" x 9" (23cm x 23cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル(海島型の極細繊維)
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
3重包装
データ: バーテックス
ニット(一層)
エッジ熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX3211] SterileWipe™ LP
9" x 9" (23cm x 23cm)
100枚/袋(10枚/内袋 x 10), 5袋/箱
ISO Class 5-6
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
2重包装
データ: アルファワイブ
ニット(一層)
コールドカット



[TX3220] Sterile TexTra™
12" x 12" (31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 5-6
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
2重包装
データ: テクストラ
ニット(一層)
コールドカット



[STX609] Sterile TechniCloth®
9" x 9" (23cm x 23cm)
100枚/袋(25枚/内袋 x 4), 5袋/箱
ISO Class 5-8
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
2重包装
データ: テクニクロス
USP <797>/USP <800>の要件を満たす。
高吸水性



[TX3210] SterileWipe™ HS II
12" x 12" (31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 5-8
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル10⁻⁶)
2重包装
データ: テクニクロス
USP <797>/USP <800>の要件を満たす。
高吸水性

滅菌プリウェットワイパー



無菌・滅菌環境のワンステップ・クリーニング

製薬工場の無菌充填工程、バイオテクノロジー分野の製造設備、微生物研究施設に最適です。滅菌プリウェットワイパーはワイパーとスプレーボトル入りのアルコールに替わる便利な商品です。フィルタリング、滅菌処理、アルコールの希釈と廃棄等に係わる面倒を無くします。

- ・無菌環境向けに設計された特殊包装
- ・ロット毎の照射証明書、適合証明書、成績書付き
- ・明瞭で見やすいロットナンバーと使用期限の記載
- ・袋当たりの数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易

70%
Ethanol



[TX3044P] Sterile Vertex® 70% Ethanol

12" x 12"(31cm x 31cm)
25枚/リクローザブル袋, 5袋/箱
ISO Class 3-5
70%変性エタノール/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: パーテックスHS
エンドキシン < 0.25EU/ml



[TX3049P] Sterile Vertex® 70% IPA

9" x 9"(23cm x 23cm)
[TX3042P] Sterile Vertex® 70% IPA
12" x 12"(31cm x 31cm)
25枚/リクローザブル袋, 5袋/箱
ISO Class 3-5
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: パーテックスHS
エンドキシン < 0.25EU/ml

70%
Ethanol



[STX1068] Sterile TechniSat® 70% Ethanol

7"x11"(18cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
ISO Class 5-8
70%変性エタノール/30%USP精製水
45%ポリエステル/55%セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクニクロス



[TX3214] Sterile TechniSat® 70% IPA

9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
[TX3217] Sterile TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
20枚/フレックスパック, 24パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
45%ポリエステル/55%セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクニクロス




[TX3213] Sterile PolySat® 70% IPA

9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
[TX3216] Sterile PolySat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
20枚/フラックスパック, 24パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
ポリプロピレン
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装



[TX3252] Sterile AlphaSat® 70% IPA

12" x 12"(31cm x 31cm)
25枚/フラットパック, 5パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: アルファソープHC
ニット(二層)
エッジ熱シール



[TX3280] Sterile AlphaSat®10 70% IPA

12" x 12"(31cm x 31cm)
50枚/フラットパック, 5パック/箱
ISO Class 3-5
70%IPA/30%USP注射用水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: アルファソープ10
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX3285] Sterile AlphaSat®10 70% IPA

9" x 9"(23cm x 23cm)
20枚/フレックスパック, 20パック/箱
ISO Class 3-5
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: アルファソープ10
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性

未滅菌ドライワイパー

クリーンルーム用ドライワイパー

Texwipeクリーンルーム用ワイパーは、あらゆるクラスの管理された環境での清浄化、ワイプダウン、液体の吸水を効率的に行えます。この製品ラインは、ほぼ全てのエリアに適した多種多様なものを取り揃えています。 テックスワイブのワイパーは、繊維、粒子、イオン、残留物、エンドキシン等のテストを行い、優れた清浄度を確保し、一貫性のある品質と高いパフォーマンスを実現しました。



[TX1010] Vectra® Alpha® 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール



[TX1012] Vectra® Alpha® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
2重包装
ニット(一層)
5mm巾熱シール



[TX1050] Vectra® AlphaSorb® 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX1052] AlphaSorb® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 6袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
2重包装
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX49] Vertex® - High Sorption
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
[TX42] Vertex® - High Sorption
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(一層)
エッジ熱シール
エンドキシン < 0.25EU/ml



[TX59] Vertex® - Microdenier
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(一層)
エッジ熱シール
エンドキシン < 0.25EU/ml



[TX2452] TexTra® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 6袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
2重包装
ニット(一層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX1070] TexTube®
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
チューブ状ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX2412] AlphaSorb® HC
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 6袋/箱
[TX2418] AlphaSorb® HC
18" x 18"(46cm x 46cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 3袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(二層)
コールドカット
高吸水性



[TX1013] AlphaWipe®
12" x 12"(31cm x 31cm)
75枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 5-8
ポリエステル
ニット(一層)
2重包装
コールドカット



[TX1112] TechniCloth® II with ULP
12" x 12"(31cm x 31cm)
150枚/袋, 10袋/箱
[TX1118] TechniCloth® II with ULP
18" x 18"(46cm x 46cm)
75枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 6-7
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
2重包装



[TX609] TechniCloth®
9" x 9"(23cm x 23cm)
300枚/袋, 10袋/箱
[TX612] TechniCloth®
12" x 12"(31cm x 31cm)
150枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 6-9
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
2重包装

未滅菌プリウェットワイパー



クリーンルーム用プリウェットワイパー



[TX49P] Vertex® Pre-Wet 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
75枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
[TX42P] Vertex® Pre-Wet 70% IPA
12" x 12"(31cm x 31cm)
50枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 3-5
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX1084] Vectra® QuanTex™ 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
50枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 3-5
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX1034] AlphaWipe® 70% IPA
4" x 4"(10cm x 10cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
[TX1036] AlphaWipe® 70% IPA
6" x 6"(15cm x 15cm)
75枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 5-8
ポリエステル
ニット(一層)



[TX1039] AlphaWipe® 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
50枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 5-8
ポリエステル
ニット(一層)



[TX1041] TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
70枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



[TX1045] TechniSat® 70% IPA
6" x 8"(15cm x 20cm)
100枚/缶, 12缶/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



[TX1065] TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX1067] TechniSat® 70% IPA
7" x 11"(18cm x 28cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



[TX1068] TechniSat® 70% Ethanol
7" x 11"(18cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
ISO Class 5-8
70%変性エタノール/30%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



[TX1040] PolySat® 70% IPA
7" x 11"(18cm x 28cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリプロピレン



[TX1051] PolySat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 24パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリプロピレン



[TX8723] PolySat® 70% IPA
6" x 11"(15cm x 28cm)
75枚/リクローザブル袋, 24袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリプロピレン

洗浄バリデーション用スワブ

テックスワイプのスワブは洗浄バリデーションの特異的(HPLC、UV-Vis、IMS)と非特異的(TOC)分析方法に適合し、正確なサンプル回収率ができるように設計されました。スワブは様々な希釈溶剤にも適合可能です。

洗浄バリデーション用スワブ

アルファシリーズスワブは一本当たり50 μ g/L以下のTOCレベルで生産します。

TX714K	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	20本/袋、50袋/箱



TX715	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	100本/袋 50本/内袋、2内袋、10袋/箱



TX761K	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8ミリ (0.268")	2.8ミリ (0.110")	16.8ミリ (0.661")	3.2ミリ (0.126")	3.2ミリ (0.126")	145.5ミリ (5.728")	162.3ミリ (6.390")	20本/袋、50袋/箱



TX716	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	20本/袋、50袋/箱



TOC 洗浄バリデーションキット

テックスワイプのTOC洗浄バリデーションキットは、洗浄バリデーションプロトコルの一部としてサンプルの採取を簡素化するように設計されました。スワブとバイアルはTOC分析に使用するのに適したテックスワイプ独自の工程を経て、さらに清潔になりました。

キットには、スワブとバイアルの汚染の可能性を最小限に抑え、サンプル採取場所からラボに移すことができる便利で安全な方法です。クリーンルームに適したりサイクル可能なポリプロピレンボックスに梱包されています。

キットに含まれたスワブのTX714K(TOC < 50 μ g/L)またはTX761K(TOC < 50 μ g/L)とバイアル(TOC < 10 μ g/L または TOC < 20 μ g/L)は、個別購入が可能であり、すべての製品はTOC分析に最適な条件で生産されています。



TX3340

TX3342



TX3350 & TX3350C

品番	詳細
TX3340	TOC Cleaning Validation Kit contains: 12 vials and 24 swabs(TX714K)
TX3342	TOC Cleaning Validation Bulk Kit contains: 72 vials and 144 swabs 1 kit/Case
TX3343	TOC Cleaning Validation Kit contains: 12 vials and 24 swabs(TX761K)
TX3350	Cleaning Validation Kit (Contains 72 Vials of < 10 μ g/L), 1 kit/Case
TX3350C	Cleaning Validation Kit (Contains 72 Vials of < 20 μ g/L), 1 kit/Case

クリーンルーム用スワブ

ポリエステルスワブ

Alpha[®]

TX714A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	100本/袋 50本/内袋、2内袋、10袋/箱



TX743B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	4.0ミリ (0.157")	3.6ミリ (0.142")	12.0ミリ (0.472")	3.0ミリ (0.118")	3.0ミリ (0.118")	58.3ミリ (2.295")	70.3ミリ (2.768")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



TX754B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.5ミリ (0.138")	3.0ミリ (0.118")	9.5ミリ (0.374")	2.4ミリ (0.095")	2.4ミリ (0.095")	60.0ミリ (2.362")	69.5ミリ (2.736")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



TX758B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.2ミリ (0.126")	2.5ミリ (0.098")	11.0ミリ (0.433")	2.2ミリ (0.087")	2.2ミリ (0.087")	60.0ミリ (2.362")	70.0ミリ (2.756")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



TX761	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8ミリ (0.268")	2.8ミリ (0.110")	16.8ミリ (0.661")	3.2ミリ (0.126")	3.2ミリ (0.126")	145.5ミリ (5.728")	162.3ミリ (6.390")	100本/袋、10袋/箱



Absorbond[®]

HPLC/IMS 分析用 界面活性剤フリー Absorbond シリーズスワブ

TX716	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	20本/袋、50袋/箱



TX759B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.2ミリ (0.126")	1.5ミリ (0.059")	10.0ミリ (0.394")	2.2ミリ (0.087")	2.2ミリ (0.087")	60.0ミリ (2.362")	70.0ミリ (2.756")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



TX762	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8ミリ (0.268")	2.8ミリ (0.110")	16.8ミリ (0.661")	3.2ミリ (0.126")	3.2ミリ (0.126")	145.5ミリ (5.728")	162.3ミリ (6.390")	100本/袋、10袋/箱



滅菌済みスワブ

コットンスワブ-輸送容器付

STX705PT	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.4ミリ (0.252")	6.4ミリ (0.252")	18.2ミリ (0.717")	2.5ミリ (0.098")	2.5ミリ (0.098")	137.0ミリ (5.394")	155.0ミリ (6.102")	1本/チューブ/スリーブ 50スリーブ/袋、10袋/箱

ポリエステルスワブ-輸送容器付

STX764T	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	4.6ミリ (0.181")	4.6ミリ (0.181")	17.0ミリ (0.669")	2.5ミリ (0.098")	2.5ミリ (0.098")	137.0ミリ (5.394")	155.0ミリ (6.102")	1本/チューブ/スリーブ 50スリーブ/袋、10袋/箱

コットンスワブ-ウッドハンドル

STX705W	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.0ミリ (0.236")	6.0ミリ (0.236")	18.2ミリ (0.717")	2.5ミリ (0.098")	2.5ミリ (0.098")	137.0ミリ (5.394")	155.0ミリ (6.102")	1本/スリーブ 50スリーブ/袋、10袋/箱

フォームスワブ

STX708A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	19.7ミリ (0.776")	9.4ミリ (0.370")	26.4ミリ (1.040")	6.6ミリ (0.260")	3.2ミリ (0.126")	105.8ミリ (4.165")	132.2ミリ (5.205")	1本/スリーブ 50スリーブ/袋、10袋/箱

フォームスワブ

STX712A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7ミリ (0.500")	7.8ミリ (0.307")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	1本/スリーブ 50スリーブ/袋、10袋/箱

クリーナー & 殺菌剤

滅菌70%エタノールと70%IPA

無菌エリア等高い洗浄度が要求されるクリーンルーム用に調合された滅菌アルコールです。 USPグレードの70%変性エタノール又は70%イソプロパノールと USPグレードの精製水で調合されています。

0.2µmでろ過し、ガンマ線滅菌され、10⁻⁶まで無菌保証します。

- ・放射線照射量を示す工程証明書(COP)
- ・適合証明書(COC)・分析証明書(COA)



品番	詳細	パッケージ
TX3267	滅菌 70% 変性エタノール	ガンマ線滅菌済み 16 oz.(473mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX3265	滅菌 70% 変性エタノール	ガンマ線滅菌済み 32 oz.(946mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX3291	滅菌 70% 変性エタノール	ガンマ線滅菌済み 1 ガロン(3.8L) ボトル, 4 ボトル/箱
TX3270	滅菌 70% イソプロパノール	ガンマ線滅菌済み 16 oz.(473mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX3273	滅菌 70% イソプロパノール	ガンマ線滅菌済み 32 oz.(946mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱

TexP 過酸化水素水

TexP 過酸化水素水はcleaning rotation cyclesのために開発されています。

TexPは VOCが出ず、可燃性ではないため殺菌剤の残留物を取り除くのに最適です。



品番	詳細	パッケージ
TX687	過酸化水素水 7.5% RTU トリガースプレー	16 oz. (473mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX687G	過酸化水素水 7.5% RTU ガロン	1 ガロン(3.8L) ボトル, 4 ボトル/箱

TexQ™ 第四級アンモニウム系殺菌剤

TexQ™殺菌剤は、EPAに登録された第四級アンモニウム化合物で、様々な細菌、ウイルスおよび真菌に殺菌剤として広く使われます。 各種有効成分は汚染物質を除去する前にクリーナーとしての役割も果たします。

TexQ™殺菌剤はすぐに使用できるトリガースプレー(TX650)とガロンボトル(TX652)及び濃縮ガロンボトル(TX651)の3つの溶液で提供されています。 同一の有効成分で、0.2µmでろ過され、TX650とTX652は10⁻⁶まで保証するガンマ線滅菌されています。



品番	詳細	パッケージ
TX650	TexQ™ 殺菌剤 RTU トリガースプレー	ガンマ線滅菌済み 22 oz.(651mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX652	TexQ™ 殺菌剤 RTU ガロン	ガンマ線滅菌済み 1 ガロン(3.8L) ボトル, 4 ボトル/箱
TX651	TexQ™ 殺菌剤 濃縮液 ガロン	1 ガロン(3.8L) ボトル 濃縮液, 4 ボトル/箱

TexTab™ 塩素系殺菌剤(発泡錠剤形)

テックスタブはジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(48.21%)を含む発泡剤の形態の殺菌剤で、精製水に溶かして使用します。

EPA(米国環境保護庁)に登録し、認証された殺菌剤です。
テックスタブの水溶液は弱酸性(pH6-7)で、腐食性が低いです。
次亜塩素酸ナトリウム水溶液より低い塩素濃度で殺菌効果があり、また、殺菌効果が長く持続します。



品番	詳細	パッケージ
TX6460	TexTab™ 殺菌剤タブレット	256 錠/ボトル(3.35kg), 2ボトル/箱

クリーンルームモップ & バケツ

モップ シリーズ

AlphaMop™

簡単にカバーの交換ができ、天井、床や壁などの表面を洗浄するのに理想的です。
15" x 8" (38 cm x 20 cm)の熱可塑性モップヘッドに60"(1.5m)のファイバーグラスハンドルが付いています。
オートクレーブ対応可能なバージョンもあります。
交換用のカバーやアクセサリもご用意しています。



BetaMop®

簡単にヘッドのリフィルが装着できる
クイックオープニングクランプを備えています。
リフィルヘッドやアクセサリもご用意しています。



品番	詳細
TX7108	アルファモップ 本体 (TX7108Hヘッド + TX7120 + TX7121 ハンドル)
TX7118	ポリエステル モップカバー、150カバー & 6パッド/箱
STX7118	滅菌 ポリエステル モップカバー、120カバー & 12パッド/箱
TX7118F	ポリエステル パッドキット、25パッド & 4クリップ/袋、3袋/箱
STX7118F	滅菌 ポリエステル パッドキット、10パッド & 4クリップ/袋、2袋/箱
TX7108H	アルファモップ 交換ヘッド 15" x 8" (38.1 cm x 20.3 cm)
TX7108AH	アルファモップ オートクレーブ対応用 交換ヘッド
TX7123	アルファモップ 1.5m ファイバーグラス 交換ハンドル

*TX7108AHとTX7123を組み合わせて、旧TX7108Aとして使用可能です。

Mini AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool

ミニアルファモップは、アイソレーター内部の掃除に最適化されたモップシステムです。片手で軽く操作でき、作業中にカバーを速やかに交換できるように設計されており、モップヘッドのラウンド形態はアイソレーター内部の表面の傷付きや損傷を最小限に抑えます。
オートクレーブ対応可能です。



品番	詳細
TX7106	ベターモップ 本体 (TX716Rヘッド + TX7125 ハンドル)
TX716R	ポリエステル スtringヘッド、6ヘッド/箱
TX7070	マイクロデニール ポリエステル Stringヘッド、6ヘッド/箱
STX7070	滅菌 マイクロデニール ポリエステル Stringヘッド、6ヘッド/箱
TX7125	ベターモップ 1.5m ファイバーグラス 交換ハンドル
TX7092	ベターモップ 1.5m ステンレス 交換ハンドル

ClipperMop®

ClipperMop™ システムはTexwipeのクリーンルームワイパー及び他社のワイパーを使用できる特許を受けたフラットモッピング製品です。
テックスワイブの9"又は12"ワイパーのいずれかを選択して、理想的なモッピングシステムを実現できます。



品番	詳細
TX7101	ミニアルファモップ 本体 (TX7105ヘッド + TX7120 + TX7121 ハンドル)
TX7114	ポリエステル ミニモップカバー、150カバー & 6パッド/箱
TX7114M	マイクロデニール ポリエステル ミニモップカバー、150カバー & 6パッド/箱
STX7114	滅菌 ポリエステル ミニモップカバー、125カバー & 25パッド/箱
STX7114M	滅菌 マイクロデニール ポリエステル ミニモップカバー、125カバー & 25パッド/箱
TX7105	ミニアルファモップ 交換ヘッド 3.7" x 7.1" (9.4 cm x 18.1 cm)
TX7120	ミニアルファモップ ファイバーグラス 交換ヘッド 12" (30.4 cm)
TX7121	ミニアルファモップ ファイバーグラス 交換ハンドル 18" (45.7 cm)
TX7122	ミニアルファモップ ファイバーグラス 伸縮式交換ハンドル 29"-53" (73.6 cm-134.6 cm)

*TX7105とTX7122を組み合わせて、旧TX7104として使用可能です。

品番	詳細
TX7102	クリッパーモップ 本体 (TX7112 7" ヘッド + TX7122 ハンドル)
TX7103	クリッパーモップ 本体 (TX7113 11" ヘッド + TX7122 ハンドル)
TX7112	クリッパーモップ 交換ヘッド 7" x 4" (17.8 cm x 10.1 cm)
TX7113	クリッパーモップ 交換ヘッド 11" x 4" (27.9 cm x 10.1 cm)
TX7111A	クリッパーモップ TX7102用 ポリエステル 交換パッド 100パッド & 40ピン/箱
STX7111A	滅菌 ミニアルファモップ ポリエステルパッドキット 10パッド & 4ピン/袋、100パッド & 40ピン/箱 (TX7101, TX7102, TX7105, TX7112用)
TX7111B	クリッパーモップ TX7103用 ポリエステル 交換パッド 100パッド & 40ピン/箱
TX7102C	クリッパーモップ TX7102, TX7103用 ポリエチレン クリップ 80クリップ/箱

バケツ

製品	品番	材質	詳細
丸形バケツ	TX7057	ステンレス(SUS 304)	ベターモップ用バケツ 30 L
	TX7058		ベターモップ用バケツ 37 L
	TX7065		ベターモップ用バケツ 30 L キャスター付
	TX7066		ベターモップ用バケツ 37 L キャスター付
デュアルバケツカート	TX7063	ポリプロピレン	ベターモップ用バケツ 2 x 15 L キャスター付き
押し器	TX7041	ステンレス(SUS 304)	ベターモップ用 丸形 バケツ 押し器
	TX7054	ステンレス(SUS 304)	アルファモップ用バケツ 28 L
	TX7060	ポリプロピレン	アルファモップ用バケツ 22 L 赤
	TX7061		アルファモップ用バケツ 22 L 青
	TX7062		アルファモップ用バケツ 22 L 緑
押し器	TX7043	ステンレス(SUS 304)	アルファモップ用 角型 バケツ 押し器
バケツ用プラスチック袋	STX7099	LDPE	滅菌バケツ ライナー (74.9cm x 90.2cm) 2枚/袋、50袋/箱 TX7054とTX7063には適応できません。

カート

製品	品番	材質	詳細
カート	TX7046	ステンレス(SUS 304)	モップカート・角型・丸形 バケツと使用 外寸: 71cm x 78cm x 49cm
延長カート	TX7046E		TX7046 延長 - TX7046を3バケツシステムに変換

TexMop™

TexMop™のステンレス製のフラットモップはワイパーを簡単に固定するように設計されました。回転ヘッドは、天井、床、壁、得難い領域に最適です。
オートクレーブ対応可能です。



品番	詳細
TX7115	テックスモップ ステンレス 8"ヘッド、9"(22.9 cm x 22.9 cm) ワイパー用ヘッド、1ヘッド/箱
TX7116	テックスモップ ステンレス 11"ヘッド、12"(30.5 cm x 30.5 cm) ワイパー用ヘッド、1ヘッド/箱
TX7150	テックスモップ TX7115用 ポリエステル 交換パッド、8" x 4" (20.3 cm x 10.2 cm)、100パッド & 4ピン/袋、10袋/箱
TX7151	テックスモップ TX7116用 ポリエステル 交換パッド、11" x 6" (27.9 cm x 15.2 cm)、100パッド & 4ピン/袋、10袋/箱
TX10217	アルファモップ、ミニアルファモップのクイックコネクター、1コネクター/箱
TX7117	伸縮式 ステンレス製 ハンドル 16" - 23" (41 cm - 58 cm)
TX7181	拡張式 アルミ製 ハンドル 16ft (4.8 m)
TX7182	伸縮式 アルミ製 ハンドル 12" - 30" (30.5 cm - 76.2 cm)
TX7183	伸縮式 アルミ製 ハンドル 55" - 92" (1.4 m - 2.3 m)

*アルファモップとミニアルファモップにTX7117、TX7181、TX7182、TX7183ハンドルをつなぐためにはTX10217 コネクターが必要です。

クリーンルームモップシステム

*TX7108AHとTX7123を組み合わせると、旧TX7108Aとして使用可能です。

パッケージ I

- ① (3) TX7054 角型バケツ
- ② (1) TX7043 搾り器
- ③ (1) TX7108A* AlphaMop™
- ④ (1) TX7046E カート
- ⑤ (1) TX7046 カート



パッケージ II

- ① (2) TX7057 丸形バケツ
- ② (1) TX7041 搾り器
- ③ (1) TX7046 カート
- ④ (1) TX7092 BetaMop®
- ⑤ (1) TX7072 BetaMop® ストライプヘッド



パッケージ III

- ① (1) TX7060 赤バケツ
- ② (1) TX7061 青バケツ
- ③ (1) TX7062 緑バケツ
- ④ (1) TX7043 搾り器
- ⑤ (1) TX7046 カート
- ⑥ (1) TX7108 AlphaMop™



パッケージ IV

- ① (2) TX7054 角型バケツ
- ② (1) TX7043 搾り器
- ③ (1) TX7046 カート
- ④ (1) TX7108A* AlphaMop™



パッケージ V

- ① (3) TX7060 角型バケツ
- ② (1) TX7043 搾り器
- ③ (1) TX7046 カート
- ④ (1) TX7108 AlphaMop™



パッケージ VI

- ① (1) TX7063 Dual バケツ 搾り器
- ② (1) TX7125 BetaMop® 白
- ③ (1) TX7070 BetaMop® 白マイクロファイバースtringヘッド



パッケージ VII

- ① (2) TX7057 丸形ステンレスバケツ
- ② (1) TX7046 カート
- ③ (1) TX7041 搾り器
- ④ (1) TX7106 BetaMop®
- ⑤ (1) TX716R BetaMop® スtringヘッド
- ⑥ (1) TX7099 滅菌バケツライナー



パッケージ VIII

- ① (2) TX7065 丸形ステンレスバケツキャスター付き
- ② (1) TX7041 搾り器
- ③ (1) TX7092 BetaMop®
- ④ (1) TX651 TexQ™ 殺菌剤
- ⑤ (1) STX7072 滅菌BetaMop® ストライプヘッド



STX7099



TX7041

クリーンルームペーパー & ラベル

ルーズリーフシート

TexWriteルーズリーフシートは、合成(MP10)とラテックス飽和セルロースで提供されています。MP10には、完全に合成ポリマーで構成され、ラテックスまたはセルロースを含まず、粒子および繊維の残留物が非常に少なくなっています。MP10はガンマ線照射、EOまたは蒸気による滅菌と耐久性があります。



ノートブック

製本した実験ノートやスパイラルノートブックは、すべてTexWrite22で作られています。

ルーズリーフシート



TexWrite® MP10 (ISO Class 3-7)

品番	詳細	パッケージ
TX5800	白/青 216 mm x 279 mm	100シート/パック、5パック/箱



TexWrite® 22 ルーズシート (ISO Class 3-7)

品番	詳細	パッケージ
TX5812	青 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱
TX5814	黄 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱
TX5815	白 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱

クリーンルーム ノートブック & クリップボード



TexWrite® ノートブック (ISO Class 4-7)

品番	詳細	パッケージ
TX5708	青 216 mm x 27mm	96ページ、10ノート/箱



TexWrite® 22 ノートブック (ISO Class 4-7)


品番	詳細	パッケージ
TX5740	スパイラル 216 mm x 279mm	100ページ、10ノート/箱
TX5741	スパイラル 140 mm x 216mm	100ページ、10ノート/箱
TX5742	スパイラル 76 mm x 127mm	100ページ、20 ノート/箱



TexWrite® クリップボード (ISO Class 4-7)

品番	詳細	パッケージ
TX5835	229 mm x 330 mm クリップボード	12クリップボード/箱

クリーンルームラベル & 滅菌インジケータラベル



オートクレープ ラベル

品番	詳細	パッケージ
TX515A	38 mm丸形 オートクレープラベル	500ラベル/ロール、4ロール/箱




滅菌インジケータ付き ラベル

品番	詳細	パッケージ
TX522A (formerly ALAU275)	印刷済み滅菌インジケータ ・51mm x 51mm ・オートクレープ対応	500ラベル/ロール、1ロール/箱


粘着マット

時間を節約し、フロアを守る

CleanStep™粘着マットは、きれいな作業エリアに入る前に人の往来によって汚染される粒子状物質を除去します。粘着マットは抗菌剤が追加された環境にやさしい接着剤を使用しています。CleanStep™のラインアップには様々なサイズや色の粘着マットがあります。



青のマットと 白フレーム



グレイ、青、白 クリーンルームマット

18 in x 36 in(46cm x 91cm)

品番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA183681B	青	30	8
AMA183681G	グレイ	30	8
AMA183681W	白	30	8
AMA183682B	青	60	4
AMA183682G	グレイ	60	4
AMA183682W	白	60	4

25 in x 45 in(64cm x 114cm)

品番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA254581B	青	30	8
AMA254581G	グレイ	30	8
AMA254581W	白	30	8
AMA254582B	青	60	4
AMA254582G	グレイ	60	4
AMA254582W	白	60	4

36 in x 46 in(91cm x 117cm)

品番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA364681B	青	30	8
AMA364681G	グレイ	30	8
AMA364681W	白	30	8
AMA364682B	青	60	4
AMA364682G	グレイ	60	4
AMA364682W	白	60	4

18 in x 46 in(46cm x 117cm)

品番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA184681B	青	30	8
AMA184681G	グレイ	30	8
AMA184681W	白	30	8

24 in x 36 in(61cm x 91cm)

品番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA243681B	青	30	8
AMA243682W	白	60	4

フレーム

品番	サイズ	対応マット サイズ	色	入数
FW1937	19" x 37" (48cmx94cm)	18" x 36" (46cmx91cm)	白	1
FW2646	26" x 46" (66cmx117cm)	25" x 45" (64cmx114cm)	白	1
FW3747	37" x 47" (94cmx119cm)	36" x 46" (91cmx117cm)	白	1



<http://www.texwipe.com>
Japan : jaden.kim@texwipe.com



国内代理店
株式会社朝日ラボ交易
〒650-0046 神戸市中央区港島中町4丁目1-1
TEL 078-335-8613
FAX 078-335-8614
URL <http://www.asahilab.co.jp>
Email: info@asahilab.co.jp

販売