


最先端のフロー研究が簡単すぐに開始できる

MiChS / ALCOM 特別共同企画

フローリアクターシステム **K-LM-1**

光フロー反応も 熱フロー反応もこれでOK!

高性能の β 型ミキサー ($\beta 100$) に容量の大きい光対応フローリアクターL-1m (内容量: 2.8 mL) を中核に背圧弁を含む配線キットとシリンジポンプ2台とブラックライト光源 (15W) を組み合わせました。加熱反応にも対応した本格的な光フロー反応システムの登場です。



内容:

シリンジポンプ×2

マイクロミキサー $\beta 100$

光熱対応フローリアクター L-1m
(内容量 2.8 mL, 石英ガラス)

ブラックライト (15W, 350 nm)

接続キット (背圧弁を含む)

ご希望の反応方法等ご相談に応じます。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

株式会社 MiChS

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-7-1

大阪府立産業技術総合研究所 F301

TEL & FAX: 0725-51-2637

<http://www.michs.jp> E-mail: sales@michs.jp

販売店:

株式会社 朝日ラボ交易 (ALCOM)

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 4 丁目 1-1
ポートアイランドビル 12-S3

TEL: 078-335-8613 FAX: 078-335-8614

E-mail: info@asahilab.co.jp

<http://www.asahilab.co.jp/>